


UPDATE: 15/06/2015

PUMP Cod.CS240#C3



| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|--|--------------------|---------------------|-------|
| XX | XX | | | XX | XX | | |
| REV. | DESCRIZIONE DELLA MODIFICA | | | DATA | DISEGNATO | CONTROLLATO | VISTO |
| CODICE GREZZO XXX | DESCRIZIONE GREZZO | GRADO DI PRECISIONE 2 | PESO GREZZO XXX | SCALA 1/7 | DATA 19/06/2009 | N° POS. ASS. XXX | |
| SMUSSI NON QUOTATI 0,5X45° | PROIEZIONE | TRATTAMENTO | PESO FINITO XXX | DISEGNATO NICOLETTI | CONTROLLATO | VISTO | |
| RAGGI NON QUOTATI R 0,4 | TOLLERAN. GEN. UNI-ISO 2768 mK | MATERIALE | N° PEZZI 1 | SOSTITUITO DAL NUMERO: XXXX ZZ YYY-00 SOSTITUISCE IL NUMERO: XXXX ZZ YYY-00 | | | |
| | | DESCRIZIONE PARTICOLARE CLINIC DRY 3/24 HS | CODICE PARTICOLARE | NUMERO DISEGNO | | | |